This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS


IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)







BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 13 0CT. 1998

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT National de La propriete SIEGE 26 bis, rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS Cédex 08 Téléphone: 01 53 04 53 04 Télécopie: 01 42 93 59 30 THIS PAGE BLANK WEFTON



BREVET D'INVENTION, CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle-Livre VI





REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Confirmation d'un dépôt par télécople

DATE DE REMISE DES PRÉCES N° D'ENERGESTREMENT HATONAL DÉPARTEMENT DE DEPÔT 3 OUT. 1997 2 DEMANDE Nature du titre de propriété indicatricle DATE DE DEPÔT 3 OUT. 1997 2 DEMANDE Nature du titre de propriété indicatricle DATE DE DEPÔT NO DE PÔT 3 OUT. 1997 2 DEMANDE Nature du titre de propriété indicatricle Date de DEPÔT 3 OUT. 1997 2 DEMANDE Nature du titre de propriété indicatricle Date de de direction de controlle de demande directionaire de controlle d'utilité de propriété indicatricle Date de direction de controlle de des particles de l'expert de recherche Le demande, promoto prévious, receives de correspondant Stéphissement du rapport de recherche Le demande, promoto prévious, receive de correspondant Lébéphis de de diagnostic in vitro de pathologies associées à des remaniements génique et trousaes de diagnostic' 3 DEMANDEUR SI "DIRE MONTE DE PROPRIÉ (U) D'Chemin du Lancier 13008 MARSEILLE Nom et prévants (souligner le nom patronymique) ou dénomination Non sieur GABERT Jean 1 INVENTEUR (S) Les inventours sont les demandeurs MONSIEUR GS Les inventours sont les demandeurs S'RÉDUCTION DU TAUX DES EDEVANCES OBJECTION DU TAUX DES EDEVANCES S'RÉDUCTION DU TAUX DES EDEVANCES OBJECTION DE TREADER DE VAICE D	Téléphone : (1) 42.94.52.52 Télécopie : (1) 42.93.59.30 Cet in	mprime est à remplir à l'encre noire en lettres capitales
3, Avenue Bugeaud 2 DEMANDE Nature du titre de propriété industrielle brevet d'invention demande dévisionaire demande initiale references du correspondant téléphe 53 / 37 date	DATE DE REMISE DES PIÈCES N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL 3 COCT. 1997 97 13656	À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE
Controlled Fundament Controlled Contro		
Etablissement du rapport de recherche differe differ	Till brevet d'invention demande divisionnaire demande	n°du pouvoir permanent références du correspondant téléphone
Titre de l'invention (200 caractères maximum) Léthode de diagnostic in vitro de pathologies associées à des remaniements génique et trousses de diagnostic" 3 DEMANDEUR (\$)	de brevet européen brevet d'inve	
Airsonailité (a) Française Adresse (a) compléte (a) Phys Trançaise Adresse (a) compléte (a) Phys Trançaise Adresse (a) compléte (a) Phys FRANCE FRAN	Le demandeur, personne physique, requiert le paiement échelonné de la redevance	Oui 🔀 non
attrousses de diagnostic" 3 DEMANDEUR (S) n'smrm code APEANF Nom et prénorms (souligner le nom patronymique) ou dénomination Forme juridique Monsieur GABERT Jean Nationalité (s) Française Adresse (s) compléte (s) Phys 20 Chemin du Lancier FRANCE 13008 MARSEILLE 4 INVENTEUR (S) Les inventeurs sont les demandeurs © ou non Si la réponse est non, fournir une désignation séparée 5 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES requires pour la lere fois requise antérieurement au dépôt : joindre capie de la décision d'admission 6 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE data de dépôt nature de la demande 7 DIVISIONS antérieures à la présente demande n' date n' date 8 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (non et qualité du signature n' d'inscription) Mandataire : PEAUCELLE Chantal	Titre de l'invention (200 caractères maximum)	
Nom et prénoms (souligner le nom patronymique) ou dénomination Monsieur GABERT Jean Nationalité (s) Française Adresse (s) compléte (s) Pays 13008 MARSEILLE FRANCE 13008 MARSEILLE Inventeurs sont les demandeurs Soul non Si la réponse est non, fournir une désignation séparée 14 INVENTEUR (S) Les inventeurs sont les demandeurs RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES Requise pour la lere fois requise antérieurement au dépôt : joindre copie de la décision d'admission 6 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUETE DU SÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉREURE date de dépôt nature de la demande 7 DIVISIONS antérieures à la présente demande n° date 8 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DEMANDEARIE (nom et qualité du signataire n° d'inscription) Mandataire : PEAUCELLE Chantal		ologies associées à des remaniements géniques
Nationalité (s) Française Adresse (s) complète (s) 20 Chemin du Lancier FRANCE 13008 MARSEILLE Co ca d'enuffisance de piece, poursume sur paper libre FRANCE 4 INVENTEUR (S) Les inventeurs sont les demandeurs Sou on on Si la réponse est non, fournir une désignation sépairée 5 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES onquises pour la lêtre fois requise antérieurement au dépôt : joindre copie de la décision d'admission 6 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE dets de dépôt nature de la demande 7 DIVISIONS antérieures à la présente demande n° date 8 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (nom et qualité du ségnataire n° d'inscription) Mandataire : PEAUCELLE Chantal	3 DEMANDEUR (S) n° SIREN	de APE-NAF
Nationalité (s) Française Adresse (s) complète (s) 70 Chemin du Lancier FRANCE 13008 MARSEILLE En cas d'insuffiance de place, poursuire sur paper libre. 4 INVENTEUR (S) Les inventeurs sont les demandeurs En cas d'insuffiance de place, poursuire sur paper libre. 5 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES requise pour la lère lois requise antérieurement au dépôt : jaindre copie de la décision d'indinission 6 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE date de dépôt nature de la demande 7 DIVISIONS antérieures à la présente demande n° date 8 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (nom et qualité du signataire - n° d'inscription) Mandataire : PEAUCELLE Chantal	Nom et prénoms (souligner le nom patronymique) ou dénomination	Forme juridique
Adresse (s) complète (s) Chemin du Lancier FRANCE 13008 MARSEILLE En cas d'insuffisance de place, poursurre sur paper libre En cas d'insuffisance de place, poursurre sur paper libre Si a réponse est non, fournir une désignation séparée FRANCE 4 INVENTEUR (S) Les inventeurs sont les demandeurs RéDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES requise pour la 1ère fois requise antérieurement au dépôt : joindre copie de la décision d'admission 6 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE data de dépôt nature de la demande 7 DIVISIONS antérieures à la présente demande n° date 8 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (nom et qualité du signataire - n° d'inscription) Mandataire : PEAUCELLE Chantal	Monsieur GABERT Jean	·
4 INVENTEUR (S) Les inventeurs sont les demandeurs	Adresse (s) complète (s) Chemin du Lancier	
6 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE pays d'origine numéro date de dépôt nature de la demande 7 DIVISIONS antérieures à la présente demande n° date n° date 8 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (nom et qualité du signataire - n° d'inscription) Mandataire : PEAUCELLE Chantal	4 INVENTEUR (S) Les inventeurs sont les demandeurs 💢 oui	non Si la réponse est non, fournir une désignation séparée
7 DIVISIONS antérieures à la présente demande n° date n° date n° date 8 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (nom et qualité du signataire - n° d'Inscription) Mandataire : PEAUCELLE Chantal		
8 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (nom et qualité du signataire - n° d'inscription) Mandataire : PEAUCELLE Chantal		
(nom et qualité du signataire - n° d'inscription) Mandataire : PEAUCELLE Chantal	7 DIVISIONS antérieures à la présente demande n°	date n° date
n 92-1189 Week Colle	• • •	

					0.0
	. 7 .	 	•		
,	• .				
			•		
	•		•	4 V	
			·		
PAGE(S) DE LA DESCRIPTION OU DES REVENDI- CATIONS OU PLANCHE(S) DE DESSIN			DRTANT	DATE DE LA	TAMPON DATEUR
Modifiée(s)	Supprimée(s)	Ajoutée (s)		CORRESPONDANCE	CORRECTEUR
34			X	9.01.98	1 3 JAN. 1998 - SR
			-		

Méthode de diagnostic <u>in vitro</u> de pathologies associées à des remaniements géniques et trousses de diagnostic.

5

10

15

20

25

L'invention se rapporte à la détection de échange de matériel remaniements géniques, avec génétique. Ces remaniements correspondent à la formation fusion par accolement de la qènes de de transloquée à une portion du génome située sur le une modification de la chromosome partenaire, ou régulation de l'expression d'un gène. Le terme gène ainsi qène impliqué dans divers utilisé désignera le remaniements l'expression "partenaires alors que fusion" se réfèrera aux portions de génome accolées audit gène.

L'invention vise plus particulièrement une méthode et des trousses pour le diagnostic <u>in vitro</u> de pathologies associées à de tels remaniements.

En ce qui concerne par exemple les leucémies, on sait qu'elles sont associées aux remaniements de nombreux gènes dont certains, tels que le gène MLL, interviennent de manière récurrente.

Le gène MLL appartient à la bande 11q23 du génome humain, fréquemment impliquée dans des remaniements moléculaires, en particulier dans le cadre des leucémies aigües lymphoides (LAL) et également de leucémies aigües myéloides (LAM). Les études

cytogénétiques effectuées ont permis de dénombrer à ce jour une trentaine de bandes chromosomiques partenaires différentes. Treize partenaires de fusion de MLL ont été actuellement clonés et séquencés, ce qui représente approximativement 95 % des remaniements connus.

5

10

15

20

25

Ces remaniements sont le plus souvent associés à de mauvais pronostics cliniques, d'où l'importance accordée à leur étude depuis quelques années.

l'établissement du cytogénique, avec La caryotype, correspond à l'une des méthodes classiquement Cette permis de montrer utilisées. technique a l'existence de remaniements avec un grand nombre de la région chromosomique 11q23 dans partenaires d'établir la valeur pronostique de l'anomalie. Mais elle comporte de nombreux faux négatifs et son taux de réussite n'excède pas 50 à 70 %.

D'autres techniques connues comprennent le Southern blot et l'hybridation in situ.

Le Southern blot présente l'avantage de mettre mais reste peu remaniements, les évidence tous exploitable par les laboratoires cliniques du fait de sa longueur et de sa lourdeur, et des contraintes de la résultat en quelques radioactivité. En effet. un semaines, au cas par cas, est indispensable pour une décision thérapeutique.

L'hybridation in situ (FISH) pourrait a priori permettre de mettre en évidence des anomalies génétiques, mais sa sensibilité n'est pas toujours suffisante du fait de la fréquence des délétions qui accompagnent souvent les translocations, l'application de cette technique peut également conduire à l'établissement de faux négatifs.

Les problèmes soulevés par ces deux types de démarche expliquent l'importance prise par l'amplification par PCR.

5

10

15

20

25

Cette technique permet en effet de mettre en évidence la présence d'un remaniement avec un partenaire particulier. Mais, dans sa réalisation actuelle, elle ne permet de détecter que le remaniement le plus fréquent et n'est pas applicable pour l'ensemble des partenaires, car le test deviendrait alors très lourd et consommerait beaucoup trop de matériel du patient.

Récemment, on a proposé une technique de PCR multiplex, qui permet la mise en évidence de 4 à 6 partenaires, voire plus. Il s'agit cependant d'une technique délicate, dont la difficulté augmente avec le nombre de partenaires à tester et qui, de plus, nécessite un appareillage très cher (séquenceur automatique avec plusieurs marqueurs fluorescents), ce qui limite sa diffusion à quelques laboratoires experts.

La solution apportée par l'invention repose sur la réalisation d'une PCR ancrée, c'est-à-dire avec un permettant d'amplifier sans couple unique d'amorces, qènes de fusion discrimination les types de tous impliquant le gène visé, et la révélation spécifique des seuls gènes de fusion. L'ensemble des types de gènes de fusion peut être amplifié et détecté selon un protocole simple et rapide d'exécution.

L'invention a donc pour but de fournir une méthode de diagnostic <u>in vitro</u> de pathologies associées aux remaniements de gènes, permettant de détecter de tels remaniements et pouvant être réalisée sur la quasitotalité des patients.

Elle vise également à fournir des trousses de diagnostic pour la mise en oeuvre de cette méthode.

La méthode de diagnostic <u>in vitro</u>, selon l'invention, est caractérisée en ce qu'on soumet de l'ADN d'un patient à au moins une étape de PCR ancrée, en effectuant au moins une étape d'amplification asymétrique, à l'aide d'un seul couple d'amorces formé par une amorce spécifique de l'ADN du gène susceptible d'être impliqué dans un gène de fusion et par une amorce complémentaire aléatoire, et qu'on ne révèle un tel gène que dans la mesure où il est impliqué dans ladite fusion.

10

15

20

25

On observera que ces dispositions permettent avantageusement d'amplifier toute séquence impliquant le gène considéré, quel que soit le partenaire de fusion, et même si la séquence associée au gène considéré présente une longueur importante. L'étape de révélation est au contraire spécifique et ne permet de détecter le gène considéré que dans la mesure où il est remanié avec un partenaire donné.

Les amorces utilisées dans l'étape d'amplification sont avantageusement choisies, en particulier pour l'amplification de long fragments, de manière à satisfaire les critères de longueur, Tm et de stabilité aux extrémités.

Ainsi, la longueur des amorces doit assurer une stabilité permettant l'élongation. Des amorces avantageuses comportent 25 à 40 nucléotides environ, et notamment de 30 à 35 nucléotides.

La température Tm, à laquelle la moitié de l'ADN est sous forme dénaturée, est avantageusement de l'ordre de 75 à 85°C, et notamment voisine de 80°C. La composition en bases de la séquence est choisie de manière à satisfaire cette exigence.

5

10

15

20

25

De même, on prendra en compte la stabilité aux extrémités 3' et 5', l'extrémité de l'amorce qui subit l'élongation devant être moins stable que l'extrémité opposée, pour éviter l'initiation et l'élongation de produits de PCR non spécifiques. Il est également important d'éviter la formation de duplex et de boucles en 3', qui gèneraient le bon appariement des amorces à la séquence d'ADN ou d'ADNC

L'élaboration d'amorces telles que définies cidessus peut être aisément réalisée à l'aide de logiciels.

La stratégie de PCR ancrée peut être dirigée en 3' comme défini ci-dessus, mais également en 5', une queue artificielle étant alors rajoutée à l'extrémité 5' du gène, utilisable comme amorce. On a recours avec avantage, à cet effet, à l'enzyme terminal déoxyribonucléotidyltransférase.

La révélation des gènes remaniés est effectuée par tout marquage approprié.

De manière générale, on met en contact des sondes spécifiques des séquences nucléotidiques de partenaires de fusion connus avec les produits de PCR dénaturés, marqués aux fins de révélation, dans des conditions permettant une interaction spécifique sondesproduits de PCR lorsqu'il existe une complémentarité des bases.

5

10

15

20

25

Les produits de PCR portent un marqueur (digoxigénine, biotine ou fluorophore par exemple) qui va permettre leur révélation. Ce marqueur est porté par un désoxynucléotide qui est incorporé aux produits PCR pendant la deuxième amplification.

Les sondes peuvent être fixées de façon covalente sur un support, tel que des plaques à 96 puits.

Cette fixation covalente peut être réalisée avantageusement par le couplage sonde biotinylée/plaque-streptavidine.

En variante, cette liaison covalente peut être réalisée à l'aide d'une sonde phosphorylée à son extrémité et un groupement carbodiimide sur la plaque ou encore une sonde modifiée par un groupement amine à une extrémité et liée par des groupements N-oxysuccinimide esters.

Une méthode satisfaisante comprend l'utilisation de la technique ELISA pour révéler spécifiquement celles des séquences nucléotidiques qui comportent le gène impliqué dans un remaniement.

On fait réagir les produits de PCR, dans lesquels on a incorporé un marqueur, avec un anticorps

lui-même marqué, dirigé contre les marqueurs des produits de PCR, dans des conditions permettant une réaction de type antigène-anticorps, la révélation de la réaction antigène-anticorps, lorsqu'elle se produit, étant effectuée par détection du marqueur de l'anticorps ou d'une réaction l'impliquant.

5

10

15

20

25

Selon encore une autre méthode, on a recours à la technologie de PCR Taq Man qui permet de détecter des produits de PCR par hybridation sonde interne-produit de PCR en solution.

On observera que la mise en oeuvre de PCR multiples, avec différents gènes, permet, en marquant ces derniers avec des marqueurs distincts les uns des autres, de révéler dans un même test plusieurs gènes remaniés impliqués dans une pathologie.

Une variante de révélation, permettant de mettre en évidence, dans un même test, de nombreux remaniements géniques sur un grand nombre de gènes, est basée sur la technique des puces à ADN et comprend l'utilisation de sondes oligonucléotidiques fixées sur un support miniaturisé.

L'ADN soumis à amplification correspond avantageusement à l'ADNc, tel qu'obtenu par transcription inverse de l'ARN extrait de l'échantillon. En variante, il s'agit d'ADN génomique extrait de l'échantillon à étudier.

Selon un mode de mise en oeuvre de l'invention, on procède à une étape de transcription inverse (RT en abrégé), avant l'amplification par PCR, afin de

synthétiser une population d'ADNc à partir des ARN des cellules de l'échantillon à étudier.

Pour cette étape, on utilise avantageusement une séquence de nucléotides stable, dont le Tm est de l'ordre de 80 à 90°C.

5

10

15

20

25

Des séquences appropriées comprennent une cassette de 40 à 60 nucléotides environ et comportent à l'une des extrémités de 10 à 20 motifs T ou, en variante, une répétition d'un motif nucléotidique au hasard.

Selon un autre mode de mise en oeuvre de l'invention, on soumet l'ADN génomique ou l'ARN, extraits des cellules de l'échantillon à étudier, à l'action d'un composé capable d'inciser ou de bloquer spécifiquement l'ADN du gène dont on étudie la fusion. Il s'agit par exemple de PNA (acides nucléiques polypeptidiques) ou de ribozymes. On effectue ensuite les étapes de PCR, ou le cas échéant de RT-PCR avec des amorces comportant des sites de clonage. Ensuite on fait réagir les produits obtenus avec d'une part deux sondes spécifiques du gène à étudier, une en amont de la région des points de cassure (sonde «a») et une en aval (sonde «b»), d'autre part des sondes élaborées à partir des gènes partenaires connus (sondes «c»). Une détection positive avec la sonde «a» et négative avec la sonde «b» permet de conclure révélation réarrangement đu gène considéré et une négative avec les sondes «c» à l'absence de détection d'un produit de fusion connu. Les nouveaux gènes de fusion, lorsqu'ils sont mis en évidence par le test,

peuvent être secondairement clonés et séquencés par les techniques classiques.

Cette technique apporte ainsi des éléments dans la compréhension des événements moléculaires impliqués dans la transformation cellulaire.

5

10

15

20

25

Selon un mode avantageux de réalisation de l'invention. mis pour détecter des en oeuvre translocations impliquant le gène MLL, on synthétise par pool d'ADNc à partir de l'ARN extrait l'échantillon à étudier à l'aide d'amorces comportant une cassette d'environ 30 à 35 nucléotides, complétée par une séquence de 6 ou 9 motifs nucléotidiques au hasard, et on réalise une PCR ancrée avec, comme amorce sens une amorce située sur l'exon 5 de MLL. spécifique, Lorsqu'on a recours à un deuxième tour d'amplification, on utilise une amorce sens interne par rapport à la première, ce qui permet d'augmenter la spécificité. L'amorce aléatoire est avantageusement complémentaire de la cassette d'oligonucléotides utilisée lors de l'étape de transcription inverse.

La révélation des transcrits de fusion éventuellement présents est réalisée selon la technique ELISA et comprend l'utilisation de sondes situées à intervalles réguliers sur les partenaires de fusion considérés, de façon à couvrir la totalité des points de cassure.

Une première étape consiste à mettre en contact une sonde spécifique des partenaires de fusion connus de MLL avec les produits de PCR dénaturés, marqués par de la

digoxygénine lors du deuxième tour de l'amplification, dans des conditions permettant une hybridation lorsqu'il existe une complémentarité de bases,

Dans une deuxième étape, on met ensuite en contact les produits résultants avec des anticorps anti-digoxygénine, ces anticorps étant couplés à une enzyme, capable de réagir avec son substrat en libérant un produit coloré détectable dans le cas où les anticorps sont fixés aux produits de PCR.

5

10

15

20

25

Des résultats satisfaisants sont obtenus en réalisant l'hybridation entre 37 à 50 °C environ pendant 2 à 4 heures.

L'interaction sondes-produits de PCR est réalisée à une température supérieure à 30°C, notamment de 35 à 65°C, en particulier de 37°C environ, pendant une durée de 1 h à 6 h, notamment de 3 h environ.

Les conditions de lavage sont choisies de manière à obtenir un rapport signal/bruit de fond optimal.

On fait réagir le substrat de l'enzyme avec le mélange réactionnel sondes/produits de PCR dans les mêmes conditions de durée et de température, et on détecte le produit éventuellement libéré, par exemple par mesure de densité optique.

Les résultats obtenus à l'aide de cette méthode montrent que les produits de fusion des translocations considérées sont détectés aisément, avec des signaux forts. Ces résultats sont aisément interprétables par rapport aux contrôles négatifs.

Il est ainsi possible de détecter 95 % des remaniements du gène MLL.

5

10

15

20

25

Pour détecter de nouvelles associations MLLgène partenaire, on soumet les ARN totaux à l'action de ribozymes spécifiques du gène MLL avant de procéder à la RT-PCR, puis on fait réagir les produits d'amplification avec une sonde correspondant à une séquence de l'exon 5 en 3' de l'amorce utilisée, puis avec une de MLL. deuxième sonde toujours spécifique du gène MLL située entre les points de cassure et le site d'action des ribozymes et enfin avec des sondes des partenaires connus. L'obtention d'un signal positif dans le premier cas et négatif avec la sonde est significatif d'un réarrangement de MLL, alors qu'un signal négatif dans la troisième étape indique qu'aucun produit de fusion connu n'a été détecté. On procède alors à la mise en évidence d'un nouveau gène de fusion.

En variante, la recherche de partenaires inconnus peut être réalisée en mettant en oeuvre les étapes de PCR, et le cas échéant de RT-PCR, décrites cidessus, et en révélant les produits de PCR à l'aide de puces d'ADN formées de sondes oligonucléotidiques fixées sur une surface miniaturisée.

L'invention vise également des trousses de diagnostic pour la mise en oeuvre de la méthode définie ci-dessus.

Ces trousses sont caractérisées en ce qu'elles comportent les réactifs nécessaires pour la réalisation d'au moins une PCR et du test de révélation, et le cas

échéant de la transcription inverse et/ou de la réaction avec les agents capables d'inciser ou de bloquer spécifiquement le gène dont on étudie le remaniement, tels que les ribozymes ou les PNA.

En particulier, ces trousses comportent les amorces pour ces différentes réactions et avantageusement les solvants ou tampons appropriés pour leur réalisation, notamment pour l'hybridation et les lavages, ainsi qu'une notice d'utilisation.

10

15

20

25

Des trousses préférées renferment les sondes spécifiques de partenaires de fusion fixées à un support. Ces sondes sont par exemple fixées sur une plaque et sont telles qu'obtenues par couplage d'un réactif qu'elles comportent à l'une de leurs extrémités avec un réactif de la plaque. Il s'agit par exemple de sondes biotinylées en 5' fixées sur de la streptavidine recouvrant le fonds des puits d'une microplaque.

En variante, on utilise des sondes oligonucléotidiques fixées sur un support miniaturisé (puces à ADN)

La possibilité de stocker ces plaques-support sur lesquelles sont fixées les sondes permet de standardiser la technique de révélation et de l'alléger pour la révélation des gènes de fusion ou des transcrits de fusion recherchés.

Les expérimentations menées sur des lignées cellulaires ont été validées chez des patients dont le type de remaniement génétique avait déjà été établi, confirmant leur intérêt pour une utilisation dans un

cadre clinique pour l'établissement d'un diagnostic moléculaire ainsi que pour le définition des points de cassure.

On mesurera l'intérêt particulier de la méthode de l'invention dans les cas, notamment de LAM, où l'étude cytogénétique ne révèle pas d'anomalies chromosomiques, alors que la biologie moléculaire permet de mettre en oeuvre un remaniement moléculaire. La méthode de l'invention permet ainsi de cribler les patients atteints de LAM et pour lesquels le caryotype n'est pas disponible ou a été décrit comme normal, et de vérifier l'existence ou non de remaniements associés à une pathologie.

5

10

15

20

25

L'invention trouve donc un intérêt particulier pour le diagnostic des leucémies.

Elle s'avère également tout spécialement utile en cancérologie. On citera en particulier le diagnostic de tumeurs solides, et tout spécialement de remaniements du gène EWS dans les tumeurs d'Ewing. L'application de la méthode de l'invention permet de détecter des remaniements EWS/FLI1 ou d'autres membres de la famille du gène ETS, tels que les gènes ERG, ETV1 ou E1AF.

De manière générale, l'invention fournit ainsi les moyens pour un diagnostic simple, fiable et de grande sensibilité, sur un grand nombre d'échantillons. L'amplification du matériel de départ revêt également un grand intérêt puisqu'il s'agit de prélèvements effectués sur les patients, notamment sang ou moelle osseuse. On peut tester un grand nombre de sondes, par exemple, jusqu'à 500 sondes environ sur les plaques 96 puits.

On notera avec intérêt que les dispositions de l'invention permettent une automatisation des tests, notamment à l'étape de révélation.

De plus, comme déjà souligné, l'invention fournit les moyens de détecter des gènes qui jusqu'alors n'avaient pas été identifiés comme impliqués dans une pathologie donnée.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention seront donnés dans les exemples qui suivent.

Exemple 1 : Protocole pour la détection de remaniements d'un gène avec des partenaires de fusion connus.

A partir des ARN de l'échantillon à étudier, on synthétise les ADNc par transcription inverse (RT), puis on amplifie le pool d'ADNc par PCR et on procède à la vérification de la spécificité des transcrits.

1. Préparation des ARN

5

10

15

20

25

Les cellules de l'échantillon à étudier sont mises en solution de lyse par addition de Trizol^R (Life Technologie). On ajoute ensuite du chloroforme (20% final) au lysat cellulaire obtenu, puis après 5 min d'incubation à température ambiante, le tout est centrifugé 15 min à 4°C et 12000 g.

On obtient trois phases, à savoir une phase incolore aqueuse renfermant l'ARN, une phase intermédiaire blanchâtre renfermant l'ADN, et une phase organique phénolée rouge.

On ajoute de l'isopropanol à l'ARN, (500 μ l pour 1 ml de Trizol^R), puis on centrifuge 10 min à 4°C et 12000 g, après une incubation de 10 min à température ambiante ; le précipité est rincé dans 1 ml d'éthanol 75% (5 min à 4°C et 7500 g).

Le précipité est séché à température ambiante avant d'être repris dans 10 μ l d'eau et traité par la RNase H.

La quantité d'ARN extrait est calculée par mesure de la DO à 260 nm : concentration $(\mu g/\mu l)$ = DO mesurée x 40 (coefficient d'extinction) x coefficient de dilution x 10^{-3} .

2. Transcription inverse

15

5

10

On utilise, comme système enzymatique Superscript^R (Life Technologie, 18064-014) ou Expand Reverse Transcrip-tase^R (Boehringer, 1 785 834), en appliquant le protocole suivant :

20

25

1 μ g d'ARN est soumis à dénaturation (volume de 9,5 μ l) 10 min à 70°C, puis ajouté au mélange réactionnel (10,5 μ l): nucléotides (1 mM) + dTT (10mM) + amorce 0,5 μ M) + inhibiteurs des RNases (20 unités) + enzyme (50 unités d'Expand Reverse Transcriptase^R, 200 unités de Superscript)^R, le tout dans un tampon approprié à chacun des deux systèmes enzymatiques :

Superscript^R: 20 mM Tris HCl, 50 mM KCl, 5 mM MgCl₂

Expand Reverse Transcriptase^R: 50 mM Tris HCl, 40

mM KCl, 5 mM MgCl₂.

La synthèse des ADNc se fait selon le cycle : 10 min à 20°C / 45 min à 42°C / 3 min à 99°C.

Les échantillons sont ensuite soumis à la RNase H (Boehringer, 786 357 : 2 unités) pendant 10 min, à 42°C.

Les ADNc sont repris dans un volume final de 60 μ l (dilution au 1/3) et stockés à -20°C.

3 Amplification des ADNc par PCR

On rapporte les résultats obtenus avec, comme systèmes enzymatiques, ELONGASE^R(BRL, 10481-018) et Expand Long template PCR System (Boehringer, 175 9060).

On utilise deux programmes d'amplification différents selon la longueur des fragments :

- pour l'amplification de fragments allant jusqu'à 1 kb:

94°C 3 min 94°C 30 sec | 58°C 30 sec | x 34 72°C 30 sec |

- pour l'amplification de fragments supérieurs à 1kb

95°C 30 sec

94°C 10 sec / 68°C 8 min x 10

94°C 10 sec / 68°C 8 min + 20 sec par cycle x20

68°C 7 min

16°C ∞

16°C

5

10

15

20

25

30

La réaction s'effectue dans chaque cas dans un volume de 50 μ l en respectant les conditions suivantes : dXTP (500 μ M), amorces sens et antisens (1 μ M), MgCl₂ (3 mM), enzymes (2,5 unités), le tout dans un tampon 50 mM Tris HCl (pH 9,2), 16 mM (NH₄)₂SO₄, 2% DMSO, 0,1% Tween 20.

Un deuxième tour d'amplification est effectué lors de l'étude de longs fragments, à partir d'1 μ l de produit de la première PCR. On utilise alors une amorce sens interne par rapport à celle du premier tour, l'amorce antisens est identique ; en vue de la révélation par ELISA, le dTTP est remplacé par un mélange dTTP + DIG-dUTP^R (Boehringer ; 1558 706) respectant les proportions 1 :19.

4. <u>Révélation par ELISA (kit Boehringer, 1636 111)</u> des hybrides sondes/produits de <u>PCR</u>.

Dans une première étape, on met en contact des sondes biotinylées spécifiques de partenaires connus avec les produits de PCR et dans une deuxième étape on révèle les hybrides formés.

a. hybridation

5

10

15

20

25

A l'aide du logiciel oligo 5, on choisit les sondes sur les séquences des différents partenaires, juste en aval des points de cassure décrits dans chacune des translocations. Les sondes sont alors biotinylées en 5' et purifiées par HPLC.

- fixation extemporanée des sondes sur les plaques ELISA

10 μ l de produits de PCR sont dénaturés dans 10 μ l de solution alcaline, puis déposés dans un puits avec un revêtement de streptavidine, en présence de la sonde

biotinylée à 7,5 pmol/ml (volume final de 220 μ l). La réaction d'hybridation se fait entre 37 et 50°C, pendant trois heures et sous agitation.

Après trois lavages, l'anticorps anti-DIG couplé à la peroxydase est ajouté (2 mU dans un volume de 200 μ l); l'incubation est de 30 min à 37°C. On procède ensuite à une série de trois lavages.

5

10

20

25

Enfin, le substrat de la peroxydase est à son tour ajouté à raison de 1 mg/ml (30 min à 37°C). La DO est lue à 405 nm contre 492 nm.

- fixation préalable des sondes biotinylées aux plaques ELISA (d'après R. Giorda et col., 14) :
- 15 100 μ l (par puits) de solution de sonde à 0,75 pmol/ μ l sont incubés 2 heures à température ambiante, sous agitation.

Après lavage, $100\mu l$ de solution 5x Denhardt's / 0,02% Na azide sont déposés dans chacun des puits.

Les plaques peuvent ainsi être stockées à 4°C et utilisées au fur et à mesure des manipulations : il suffit de les laver (trois fois), puis de déposer les produits de PCR dénaturés dans $100\mu l$ de tampon d'hybridation ; la suite du protocole se fait comme décrit ci-dessus.

Exemple 2 : Protocole pour la détection de remaniements d'un gène avec des partenaires de fusion inconnus.

On traite tout d'abord les ARN totaux extraits des cellules de l'échantillon à étudier par les ribozomes en opérant comme suit : 2 μ g d'ARN sont mis en présence des ribozymes (1 μ M) dans un tampon : MgCl₂(20 mM) ; Tris HCl pH 8 (50 mM), le tout dans un volume de 10 μ l ; le mélange réactionnel est incubé 2 heures à 37°C.

5

15

20

Les produits de réaction sont récupérés par précipitation avec de l'alcool absolu (2,5 volumes), en présence de glycogène et d'acétate de sodium (0,3 M final) : 30 min dans la glace puis 30 min à 14000 g, 4°C; après rinçage avec de l'alcool 75 % (20 min à 14000 g, 4°C) les précipités sont repris dans 10 μ l d'eau et soumis aux réactions de RT et de PCR selon l'invention.

Exemple 3 : Détection de remaniements du gène

. translocations de MLL

On rappelle dans le tableau 1 la caractérisation des translocations impliquant MLL et des partenaires de fusion telle qu'établie à ce jour.

*: le caryotype peut être normal, sans aucune anomalie 11q23

SMD°: syndrome myélodisphasique

AF10; AF 17: motifs de dimérisation; doigts de Zinc

AF4; AF9, ENL: signal de localisation nucléaire et séquences riches en sérines et prolines

Les différents travaux menés sur MLL et ses partenaires ont permis d'établir les faits suivants :

- 1. Seule la protéine chimère obtenue par fusion de la partie $\mathrm{NH_2}$ de MLL avec l'extrémité C terminale du partenaire semble avoir un rôle dans la tumorogénèse.
- 2. Malgré l'hétérogénéité des points de cassure de MLL, ceux-ci sont tous répartis entre l'exon 5 et l'exon 11 du gène ; les protéines de fusion formées sont alors homologues pour leur partie NH₂, du fait de la conservation de motifs propres à MLL.
- grand nombre de très existe un Il partenaires : au moins autant que pour les Ig ou les TCR les partenaires connus cadre des LAL, le dans % des translocations de MLL représentant plus de 95 rapportées à ce jour. Ces partenaires ne présentent pas de réelle homologie structurale ; seuls AF9, AF4 et ENL sont homologues et AF10 et AF17 semblent appartenir à une nouvelle famille génique. MLL peut se trouver associé à lui-même dans un processus de duplication.

5

10

15

20

25

. étude de cellules LAM

On rapporte ci-après les résultats obtenus avec des cellules de lignées leucémiques (LAM humaine) dont l'analyse cytogénétique révèle en particulier des réarrangements 11q23/6q27. La lignée peut donc servir de contrôle positif pour la translocation t(6;11).

Il s'agit de cellules de la lignée ML-2 (DSM ACC15) qui ont été cultivées en milieu RPMI (90%) + SVF

(10%). En fin de culture, les cellules ont été congelées dans DMSO $(5.10^6/\text{ml})$ pour être stockées, ou mises en solution de lyse (Trizol^R) en vue d'en extraire les acides nucléiques.

La lignée TF1 (dérivée d'un patient érythroleucémique sans anomalie 11q23) a été utilisée en tant que contrôle, à différentes étapes des manipulations (T. Kitamura et al, 14.).

Les ARN sont extraits des cellules en opérant comme indiqué ci-dessus et soumis à l'action de la RNase H.

. transcription inverse

On opère comme décrit dans l'exemple 1 en utilisant une amorce avec une répétition de 9 motifs au hasard, de séquence : 5'

CGTCGTCGTG AATTCCTAGA TCTTCTAGAT ATGTTNNNNN NNNN

(SEQ ID N° 2, 44 nuclétotides, Tm = 84°C).

20

25

30

15

5

10

. amplification

L'amplification est réalisée comme décrit dans l'exemple 1, en utilisant comme amorces sens

- au premier tour, une amorce de séquence

AGCCCAAGTT TGGTGGTCGC AATATAAAGA AG

(SEQ ID Nº 3, 32 nucléotides, Tm = 84°C), et

- au deuxième tour, une amorce interne de séquence

GCCGAATTCA TGCCTTCCAA AGCCTACCT

(SEQ ID N° 4, 29 nucléotides, Tm = 86°C), et comme amorce aléatoire, une amorce de séquence cgrcgrcgrg AATTCCTAGA TCTTCTAGAT ATGTT

(SEQ ID N° 5, 35 nucléotides, Tm = 81°C).

. révélation

- hybridation

Pour chacun des partenaires de MLL, une sonde spécifique a été définie, en aval du point de cassure du contrôle positif correspondant. Le rapport signal/bruit de fond obtenu lors de l'ELISA traduit l'efficacité de révélation de chacune des sondes. Pour ENL et la duplication, la première valeur du rapport correspond à un lavage avec la solution non diluée alors que la seconde a été obtenue avec une solution diluée au 1/2.

Les sondes biotinylées utilisées sont caractérisées dans le tableau 2 suivant :

Tableau 2

5

10

15

20

sonde	Tm en °C	(-ΔG) moyen)	signal/bruit de fond
ENL1 ENL2 ELL AF 10.3 AF4 AF6 AF9 duplication	69 79 76 77,5 80 74 73 81	inférieur à 8 inférieur à 8 supérieur à 8 égal à 8 supérieur à 8 égal à 8 égal à 8 supérieur à 8	2,8 1,6 - 3 5,7 3,6 6,6 3,7 3,9 2,5 - 8

- mesure de la DO

5

10

15

20

30

On mesure les DO pour chaque transcrit de fusion. Les résultats obtenus montrent que les différents partenaires sont détectés. L'obtention de signaux forts permet d'interpréter aisément les résultats par rapport aux contrôles négatifs.

De plus l'utilisation de sondes définies en aval des points de cassures rapportés dans la littérature permet de situer l'évènement moléculaire sur le gène impliqué.

- détection de nouveaux partenaires

On soumet les ARN du contrôle positif de la t(9;11) lignée Monomac 6) et ceux de la lignée TF1 à l'action de ribozymes.

On utilise deux ribozymes dont l'action enzymatique est spécifique du gène MLL non modifié, leurs sites de coupure se situant en aval de la région des points de cassure. Ces ribozymes présentent respectivement les séquences suivantes :

- ribozyme 1 : CUCCAGCUGA UGAGUCCGUG AGGACGAAAC CUUUGG (SEQ ID N° 6)
- ribozyme 2 : CUGGAAUCUG AUGAGUCCGU GAGGACGAAA UUUUCUUC (SEQ ID N° 7).

Les séquences soulignées correspondent aux séquences complémentaires de celles de MLL autour des points de clivage, et les séquences non soulignées aux séquences non appariées aboutissant à la formation de

structures secondaires indispensables à l'activité catalytique des ribozymes. Le clivage se fait en 3' du nucléotide qui suit l'uracile complémentaire de l'adénine soulignée.

Les produits de réactions ont été convertis en ADNC, puis soumis à l'amplification à l'aide d'un couple d'amorces situées de part et d'autre des points de coupure.

5

10

15

L'invention fournit ainsi des outils moléculaires et une méthode de diagnostic permettant d'identifier sur un grand nombre de patients les différents partenaires de MLL ainsi que leurs différents points de cassure et de mieux appréhender les mécanismes de développement de pathologies liées aux remaniements de gène, par exemple les mécanismes de leucémogénèse sousjacents aux remaniements du gène MLL.

BIBLIOGRAPHIE

- 1. Bernard OA et al, Oncogene 1994 ; 9:1039-1045.
- 5 2. Tse et al, Blood 1995; 85:650-656.
 - 3. Gu Y. et al, Cell 1992; 71:701-708.
 - 4. Prasad R et al, Cancer research 1993; 53; 5624-5628.
 - 5. Bernard OA et al, (sous presse).
 - 6. Nakamura T et al, P.N.A.S. USA 1993; 90 4631-4635.
- 7. Chaplin T et al, Blood 1995; 85: 1435-1441.
 - 8. Prasad R et al, P.N.A.S. USA 1994; 91: 8107-8111.
 - 9. Thirman MJ et al, P.N.A.S. USA 1994 ; 91:12110-12114.
 - 10. Tkachuk DC et al, Cell 1992; 71:691-700.
 - 11. So CW et al, USA 1997; P.N.A.S. 94: 2563-2568.
- 15 12. Corral J et al, P.N.A.S., USA 1993;90:8538-8542.
 - 13. Schichman SA et al, P.N.A.S. USA 1994;91:6236-6239.
 - 14. Kitamura T, et al, J Cell Physiol 1988; 140:323-334.
 - 15. So CW et al, P.N.A.S., USA 1997; 94: 2563-2568.
 - 16. Corral et al, P.N.A.S., USA 1993 ; 90 : 8538-8542.
- 20 17. Schichman SA et al, P.N.A.S. USA 1994, 91 : 6236-6239.
 - 18. Taki T et al, 1997, Blood 1997, vol. 89, n° 11, pp 3945-3950.

LISTE DE SEQUENCES

5	(1) INFORMATIONS GENERALES:	
	(i) DEPOSANT:	
	(A) NOM: Jean GABERT	
	(B) RUE: 70 Chemin du Lancier	
10	(C) VILLE: MARSEILLE	
	(E) PAYS: FRANCE	
	(F) CODE POSTAL: 13008	
	(ii) TITRE DE L'INVENTION: Méthode de diagnostic in vitro	de
15	pathologies associées à des remaniements géniques et trousses	de
	diagnostic.	
20	(iii) NOMBRE DE SEQUENCES: 7	
20	(iv) FORME DECHIFFRABLE PAR ORDINATEUR:	
	(A) TYPE DE SUPPORT: Floppy disk	
	(B) ORDINATEUR: IBM PC compatible	
	(C) SYSTEME D'EXPLOITATION: PC-DOS/MS-DOS	
25	(D) LOGICIEL: PatentIn Release #1.0, Version #3	1.30
	(OEB)	
30	(2) INFORMATIONS POUR LA SEQ ID NO: 1:	
-	(i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE:	
	(A) LONGUEUR: 52 paires de bases	
	(B) TYPE: nucléotide	
	(C) NOMBRE DE BRINS: simple	
35	(D) CONFIGURATION: linéaire	
	(ii) TYPE DE MOLECULE: ADN	
	(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE : SEQ ID NO: 1:	
40	(MI) Discontinuon di marchiana vi degli di sitti di	
	CGTCGTCGTG AATTCCTAGA TCTTCTAGAT ATGTTTTTTT TTTTTTTTT VV	52
45	(3) INFORMATIONS POUR LA SEQ ID NO: 2:	
73	(i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE:	
	(A) LONGUEUR: 44 paires de bases	
	(B) TYPE: nucléotide	
	(C) NOMBRE DE BRINS: simple	
50	(D) CONFIGURATION: linéaire	
	(ii) TYPE DE MOLECULE: ADN	

		(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE : SEQ ID NO: 2:	
5		CGTCGTCGTG AATTCCTAGA TCTTCTAGAT ATGTTNNNNN NNNN	44
	(4)	INFORMATIONS POUR LA SEQ ID NO: 3:	
10		(i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE:(A) LONGUEUR: 32 paires de bases(B) TYPE: nucléotide(C) NOMBRE DE BRINS: simple	
15		(D) CONFIGURATION: linéaire	
		(ii) TYPE DE MOLECULE: ADN	
20		(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE : SEQ ID NO: 3:	20
		AGCCCAAGTT TGGTGGTCGC AATATAAAGA AG	32
25	(5)	INFORMATIONS POUR LA SEQ ID NO: 4:	
30		 (i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE: (A) LONGUEUR: 29 paires de bases (B) TYPE: nucléotide (C) NOMBRE DE BRINS: simple (D) CONFIGURATION: linéaire 	
		(ii) TYPE DE MOLECULE: ADN	
35		(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE : SEQ ID NO: 4:	
		GCCGAATTCA TGCCTTCCAA AGCCTACCT	29
40	(6)	INFORMATIONS POUR LA SEQ ID NO: 5:	
45		 (i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE: (A) LONGUEUR: 35 paires de bases (B) TYPE: nucléotide (C) NOMBRE DE BRINS: simple (D) CONFIGURATION: linéaire 	
50		(ii) TYPE DE MOLECULE: ADN	
		(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE : SEQ ID NO: 5:	
		CGTCGTCGTG AATTCCTAGA TCTTCTAGAT ATGTT	35

		(7)	INFORMATIONS POUR LA SEQ ID NO: 6:	
	5		 (i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE: (A) LONGUEUR: 36 paires de bases (B) TYPE: nucléotide (C) NOMBRE DE BRINS: simple (D) CONFIGURATION: en trèfle 	
	10		(ii) TYPE DE MOLECULE: ADN	
	15		(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE : SEQ ID NO: 6:	
)			CUCCAGCUGA UGAGUCCGUG AGGACGAAAC CUUUGG	36
	20	(8)	INFORMATIONS FOUR LA SEQ ID NO: 7:	
	25		 (i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE: (A) LONGUEUR: 38 paires de bases (B) TYPE: nucléotide (C) NOMBRE DE BRINS: simple (D) CONFIGURATION: en trèfle 	
	30		(ii) TYPE DE MOLECULE: ADN	
			(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE : SEQ ID NO: 7:	
	35		CUGGAAUCUG AUGAGUCCGU GAGGACGAAA UUUUCUUC	38

REVENDICATIONS

Méthode diagnostic 1/ de in vitro de associées à des remaniements géniques, pathologies caractérisée en ce qu'on soumet de l'ADN d'un patient à au moins une étape de PCR ancrée, en effectuant au moins une étape d'amplification asymétrique, à l'aide d'un seul couple d'amorces formé par une amorce spécifique de l'ADN du gène susceptible d'être impliqué dans un gène de fusion et par une amorce aléatoire, et qu'on ne révèle un tel gène que dans la mesure où il est impliqué dans ladite fusion.

5

10

15

20

25

- 2/ Méthode selon la revendication 1, caractérisée en ce que les amorces utilisées dans l'étape d'amplification comportent 25 à 40 nucléotides environ et notamment de 30 à 35 nucléotides, Tm est de l'ordre de 75 à 85°C, notamment voisine de 80°C.
- 3/ Méthode selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce qu'on met en contact des sondes spécifiques des séquences nucléotidiques de partenaires de fusion connus avec les produits de PCR dénaturés, marqués aux fins de révélation, dans des conditions permettant une interaction spécifique sondes-produits de PCR lorsqu'il existe une complémentarité des bases.
- 4/ Méthode selon la revendication 3, caractérisée en ce que la révélation est effectuée soit par marquage des produits de PCR, les sondes étant fixées à un support de façon covalente, soit par marquage des sondes en solution.

- quelconque des selon 1'une 5/ Méthode revendications 1 à 4, caractérisée en ce que l'ADN soumis qu'obtenu tel 1'ADNc est amplification extrait de (RT) de 1'ARN inverse transcription extrait de génomique total ou 1'ADN l'échantillon, l'échantillon à étudier.
- 6/ Méthode selon la revendication 5, caractérisée en ce qu'elle comprend une étape de transcription inverse avant l'étape d'amplification.
- 7/ Méthode selon la revendication 6, caractérisée en ce qu'on utilise comme amorces pour la transcription inverse des séquences comprenant une cassette de 40 à 60 nucléotides environ et à l'une des extrémités de 10 à 20 motifs T ou une répétition d'un motif nucléotidique au hasard, ou qu'en variante on met en oeuvre des PCR multiples, avec différents gènes, en marquant ces derniers avec des marqueurs différents les uns des autres.
- quelconque des selon l'une Méthode 8/ revendications 1 à 7, caractérisée en ce qu'on soumet l'ADN génomique, ou l'ARN, extraits des cellules de l'échantillon à étudier, à l'action d'un composé capable d'inciser ou de bloquer spécifiquement l'ADN ou l'ARN du gène dont on étudie la fusion et, après l'étape de PCR ou RT-PCR, avec des amorces comportant des sites de clonage, les produits obtenus étant mis à réagir avec d'une part deux sondes spécifiques du gène à étudier, et plus précisément, en amont et en aval de la région susceptible d'être concernée par les points de cassure, d'autre part

10

5

15

20

25

sondes élaborées à partir des gènes partenaires connus, une détection positive avec la sonde d'amont et négative avec la sonde d'aval dans le premier permettant de conclure au réarrangement du considéré, et une conclusion négative dans le deuxième cas, à l'absence de détection d'un produit de fusion connu, ou qu'en variante on fixe une pluralité de sondes support miniaturisé, l'hybridation spécifique sur un sonde-produits de PCR marqués, mettant en évidence le partenaire du gène de fusion.

5

10

15

20

25

9/ Méthode selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisée en ce qu'elle est appliquée à la détection de translocations impliquant le gène MLL et comprend la synthèse par RT d'un pool d'ADNc à partir de l'ARN extrait de l'échantillon à étudier, à l'aide d'amorces comportant une cassette d'environ 30 à 35 nucléotides complétée par une séquence de 6 ou motifs nucléotidiques au hasard, et on réalise une PCR ancrée avec, avec comme amorce sens spécifique, amorce située sur l'exon 5 de MLL, et lorsqu'on réalise un deuxième tour, une amorce sens interne par rapport à la première, l'amorce aléatoire étant à chaque tour la même et complémentaire de la cassette d'oligonucléotides utilisées dans l'étape de RT.

10/ Méthode selon la revendication 9, caractérisée en ce que la révélation des transcrits de fusion éventuellement présents comprend la mise en contact

- d'une sonde spécifique des partenaires de fusion connus de MLL avec les produits de PCR dénaturés, marqués par de la digoxygénine lors de l'amplification, dans des conditions permettant une hybridation lorsqu'il existe une complémentarité de bases,

5

10

15

20

25

- des produits résultants avec des anticorps anti-digoxygénine, ces anticorps étant couplés à une enzyme, capable de réagir avec son substrat en libérant un produit coloré détectable dans le cas où les anticorps sont fixés aux produits de PCR, puis
- du mélange réactionnel sondes/produits de PCR avec le substrat de l'enzyme, le produit éventuellement formé étant alors détecté.
- 11/ Méthode selon la revendication 9 ou 10, caractérisée en ce que pour détecter de nouvelles associations MLL-gène partenaire, on soumet les ARN totaux à l'action de ribozymes avant de procéder à la RT-PCR, puis on fait réagir les produits d'amplification d'une part avec une sonde correspondant à une séquence de l'exon 5 de MLL, en 3' de l'amorce utilisée, puis avec une deuxième sonde toujours spécifique du gène MLL, située entre les points de cassure et le site d'action des ribozymes, et enfin avec des sondes de partenaires connus.
- 12/ Application de la méthode selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, au diagnostic de leucémies.

5

10

15

20

25



13/ Application de la méthode selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, au diagnostic de tumeurs solides, telles que les tumeurs d'Ewing.

14/ Trousses de diagnostic pour la mise selon l'une quelconque de la méthode oeuvre caractérisées en ce revendications 1 à 11, qu'elles comportent les réactifs nécessaires pour la réalisation de la PCR et du test de révélation, et le cas échéant de la transcription inverse et/ou de la réaction avec des agents capables d'inciser ou de bloquer le gène tels les PNA ou les ribozymes, ces trousses comportant en outre différentes réactions les amorces pour ces avantageusement les solvants ou tampons appropriés pour leur réalisation.

15/ Trousses selon la revendication 13, caractérisées en ce qu'elles comportent des oligonucléotidiques pour réaliser les hybridations mises en oeuvre lors de l'étape de révélation, ces sondes étant fixées sur un support tel qu'une une plaque à multipuits, et sont telles qu'obtenues par couplage d'un réactif qu'elles comportent à l'une de leurs extrémités avec un réactif de la plaque, par exemple par couplage de biotine fixée à leur extrémité 5' sur de la streptavidine recouvrant le fonds des puits d'une microplaque, ou qu'en variante les sondes oligonucléotidiques sont fixées sur un support miniaturisé.

5

10

15

20

25

13/ Application de la méthode selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, au diagnostic de tumeurs solides, telles que les tumeurs d'Ewing.

14/ Trousses de diagnostic pour la mise en méthode selon l'une quelconque la oeuvre de caractérisées en ce qu'elles revendications 1 à 11, comportent les réactifs nécessaires pour la réalisation de la PCR et du test de révélation, et le cas échéant de la transcription inverse et/ou de la réaction avec des agents capables d'inciser ou de bloquer le gène tels les PNA ou les ribozymes, ces trousses comportant en outre différentes réactions ces les amorces pour avantageusement les solvants ou tampons appropriés pour leur réalisation.

la revendication 14. 15/ Trousses selon sondes comportent des caractérisées en ce qu'elles oligonucléotidiques pour réaliser les hybridations mises en oeuvre lors de l'étape de révélation, ces sondes étant fixées sur un support tel qu'une une plaque à multipuits, et sont telles qu'obtenues par couplage d'un réactif qu'elles comportent à l'une de leurs extrémités avec un réactif de la plaque, par exemple par couplage de biotine la streptavidine fixée à leur extrémité 5' sur de recouvrant le fonds des puits d'une microplaque, ou qu'en variante les sondes oligonucléotidiques sont fixées sur un support miniaturisé.

THIS PAGE BLANK (USPTO)